



[www.vela-medical.dk](http://www.vela-medical.dk)

# Røntgenafdeling

Stole der giver optimale forhold for  
korrekte røntgenbilleder

**CE** ISO 9001  
ISO 14001

Dansk design og produktion siden 1935

# VELA 'Turn' Thoraxstol



LIILE RYGLÆN SOM  
FIKSERER PATIENTEN  
MEN IKKE ER I VEJEN FOR  
BILLEDTAGNING

ARMLÆN KAN INDSTILLES  
I NIVEAU MED SÆDET  
HVLKET GIVER EKSTRA  
BRED SIDDEFLADE OG  
LETTER FORFLYTNING

ROTATIONSGREB I  
BEGGE SIDER

ELEKTRISK  
HØJDEINDSTILLING  
SIKRE NEM OG KORREKT  
PLACERING AF PATIENT  
IFT. APPARATURER

BATTERIINDIKATOR

STOLEN LÅSES  
MED FODBREMSE  
OG SIKRER EN  
STILLESIDDEDE OG STABIL  
PATIENT

NEMT AT FLYTTE STOLEN  
PGA. LETLØBENDE HJUL

Varenr. 70031

VELA 'Turn' Thoraxstol bruges til røntgen af thorax, hvor en stillesiddende og stabil patient er en forudsætning for korrekte billeder.

- :: Låsbar sæderotation (45°/90° højre og venstre) og nedklappelige armlæn giver let adgang til billeder fra flere vinkler. Patienten placeres ved apparatet. Armlænen klappes ned og patienten kan drejes i stolen, når der tages billeder
- :: Giver optimale thoraxbilleder af siddende patienter. Armlænen og ryglænen kan indstilles lavt så de ikke er i vejen for billeder af hele thorax
- :: Optimal positionering af patienten med finindstillelig elektrisk højdeindstilling, er en forudsætning for korrekte billeder
- :: Optimal ergonomisk arbejdsstilling for personalet uden unødige foroverbøjede stillinger, da stolen låses med fodpedal og højdeindstilling foregår via håndboks
- :: Hurtig placering af patient i en sikker, låst base samt effektiv og nem tilpasning til det omkringværende apparatur
- :: Nemt at flytte stolen til en anden positionering af patienten pga. letløbende hjul, som fungerer godt på alle gulvtyper





# VELA Røntgenstol



Varenr. 70030

VELA Røntgenstol benyttes ved røntgen af overekstremiteter, hvor det er vigtigt at patienten sidder stabilt ift. korrekt undersøgelse.

- :: Patienten kan nemt selv sætte og rejse sig fra stolen ved hjælp af armlæn og den stabile base, som stolen giver
- :: Nemt at flytte stolen pga. letløbende hjul, som fungerer godt på alle gulvtyper
- :: Optimal ergonomisk arbejdsstilling for personalet uden unødige foroverbøjede stillinger, da stolen låses med fodpedal og højdeindstilling foregår via håndboks
- :: Giver optimal stabilitet til siddende patienter, da ryglæn giver en sikker og stabil base
- :: Mulighed for ekstra bred siddeflade, da armlæn kan foldes ned
- :: Forflytning fra fx kørestol lettes, da armlæn kan foldes ned



# Personalestole til undersøgelser



VELA Samba 120

Varenr. 80142

## VELA Samba 120

- :: Ståstøttestol, som er ideel til skiftende stående og siddende arbejde
- :: Aflaster ryg og lænd ved stående eller skiftende arbejdsstillinger
- :: Kort sæde gør det muligt at komme let ind og ud af stolen og samtidig undgå en foroverbøjet stilling
- :: Nemt at flytte stolen med sig rundt, imens man sidder, pga. udformningen af sædet
- :: Ergonomisk, indstillelig ryglæn, som støtter en aktiv sidestilling og giver frie bevægelsesmuligheder omkring skulder, arme og hoved



VELA Latin 100

Varenr. 80131

## VELA Latin 100

- :: Ideel til kortere- og længerevarende, siddende arbejde
- :: Hurtig og nem indstilling af stolen for personalet, da stolens håndtag har letaflyselige piktogrammer
- :: Ergonomisk formet sæde og ryglæn, som støtter og stimulerer en god siddestilling
- :: Nem og trinløs indstilling af sædehøjde og kip samt rygfunktioner, der muliggør varierende siddestillinger og fremmer bevægelse og en aktiv siddestilling

# Taburetter

## VELA Samba 520

- :: Lille og kompakt taburet med ergonomisk ryglæn, som er ideel til kortere, stillesiddende arbejde
- :: Ergonomisk, indstillelig ryglæn, som støtter en aktiv siddestilling og giver frie bevægelsesmuligheder omkring skulder, arme og hoved
- :: Let at flytte taburetten med sig rundt imens man sidder
- :: Nemt at variere siddehøjde

## VELA Samba 500

- :: Taburet uden ryglæn, som er lille og kompakt og nem at få af vejen, fx under et bord, når der ikke er behov for den

## VELA Samba 420

- :: Taburet med sadelsæde og smalt, indstilleligt ryglæn, som sikrer en aktiv siddestilling til kortere stillesiddende arbejde
- :: Lille og kompakt taburet, som er nem at flytte rundt, imens man sidder på den
- :: Fremmer en aktiv, rank siddestilling, da sadelsæde med kip giver en åben hoftevinkel
- :: Nem at håndtere pga. lille stel og letløbende hjul
- :: Anatomisk udformet sadelsæde, der fås i to størrelser
- :: Kan bruges både stående og siddende

## VELA Samba 400

- :: Taburet med sadelsæde, som fremmer en god arbejdsstilling hvor man undgår foroverbøjede arbejdsstillinger

VELA Samba 520

Varenr. 80149



VELA Samba 500

Varenr. 80148

VELA Samba 420

Varenr. 80145



VELA Samba 400

Varenr. 80144

## Hygiejnefordele

Stole fra VELA Medical er designet så de lever op til alle hygiejne- og desinficeringskrav der er i sundhedssektoren

- :: For optimal hygiejne er alle stolens overflader rengøringsvenlige og lette at aftørre/desinficere - også på stolens underside
- :: Alle ryglæn leveres med kantbånd, så der ikke kommer snavs i samlingerne og rengøring lettes
- :: Stolene har rengøringsvenlige overflader uden fordybninger, så snavs ikke kan samle sig
- :: Alle dele på stolene tåler desinfektion med fx alkohol eller klor ved de anbefalede koncentrationer og blandingsforhold
- :: Stolens lyse ramme gør det nemt at identificere, om der er urenheder på overfladerne



Forhandlerinformation:

## Dansk kvalitet

VELA er en dansk, familieejet virksomhed, som er grundlagt i 1935 af Vermund Larsen. VELA har hovedsæde i Aalborg og har egen udviklingsafdeling, produktion, polsterværksted, salg og marketing. For at være tæt på vores kunder, har vi desuden 3 salgs- og servicekontorer i Danmark.

### STOLE MED OMHU OG PRÆCISION

Udviklingsafdelingen hos VELA har konstant fokus på at optimere sikkerhed, funktionalitet og ergonomi i samarbejde med fagpersonale fra sundhedssektoren,

Vi tager højde for, at stolene er udsat for hårdt slid i mange timer dagligt i sundhedssektoren. VELA bruger hårdføre mekaniske dele og beklæder stolene med ekstra slidstærke materialer, så de holder sig pæne og funktionsdygtige i mange år.

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og bliver produceret i Aalborg, hvorfor vi kan tilbyde markedets hurtigste leveringstid.