



www.vela-medical.dk

Mammografi

Stole der giver de bedste forudsætninger
for korrekte undersøgelser

CE ISO 9001
ISO 14001

Dansk design og produktion siden 1935

VELA Mammografistol



SKUBBEBØJLE GØR DET
NEMT AT FLYTTE OG
PLACERE PATIENT KORREKT

ARMLÆN GØR DET NEMT
FOR PATIENTEN AT SÆTTE
OG REJSE SIG FRA STOLEN

ELEKTRISK HØJDE-
INDSTILLING SIKRER
EN HURTIG OG
KORREKT PLACE-
RING AF PATIENT
IFT. APPARATUR

STOLEN LÅSES LET MED FODBREMSE
OG SIKRER EN STILLESIDDENDE OG
STABIL PATIENT

FODSTØTTE GIVER
PATIENTEN ØGET
STABILITET UANSET
HØJDEINDSTILLING

Varenr. 70032

VELA Mammografistol er optimal til patienter, som har brug for at sidde ned ved undersøgelser, fx kvinder, der har tendens til at besvime, kørestolsbrugere eller patienter med sygdomme, der påvirker bevægeapparatet.

- :: Hurtig placering af patienten i en sikker og låst base. Det er nemt at flytte og placere patienten ift. undersøgelsesapparatet, da stolen har letløbende hjul, fodbremse og skubbebøjle
- :: Mere præcis undersøgelse af utrygge patienter da de slapper mere af, når de sidder ned ift. at stå op
- :: Optimal positionering af patienten med indstillelig elektrisk højdeindstilling, som gør det nemt at indstille højden, så det passer til apparatur og personalet
- :: God arbejdsstilling for personalet, uanset patientens højde, da patienten kan sidde i en passende arbejds højde for personalet, uden unødigt belastning af ryg, skuldre og nakke
- :: Patienten kan fikseres i en fremadrettet stilling vha. indstilling af ryglæn
- :: Patienten kan forflyttes mellem f.eks. kørestol og patientstol pga. nedklappelige armlæn





Personalestole

VELA Samba 120

- :: Ståstøttestol, som er ideel til skiftende stående og siddende arbejde
- :: Aflaster ryg og lænd ved stående eller skiftende arbejdsstillinger
- :: Kort sæde gør det muligt at komme let ind og ud af stolen og samtidig undgå en foroverbøjet stilling
- :: Nemt at flytte stolen med sig rundt, imens man sidder, pga. sædets udformning
- :: Ergonomisk, indstilleligt ryglæn, som støtter en aktiv siddestilling og giver frie bevægelsesmuligheder omkring skulder, arme og nakke



VELA Latin 100

- :: Ideel flerebruger stol til alle typer af siddende arbejde på kontor eller ved computer, hvor der er behov for en støttende, komfortabel og nemt indstillelig stol.
- :: Nem og tringløs indstilling af sædehøjde og kip samt rygfunktioner, der muliggør varierende siddestillinger og fremmer bevægelse og en aktiv siddestilling
- :: Ergonomisk formet sæde og ryglæn, som støtter og stimulerer en god siddestilling
- :: Hurtig og nem indstilling af stolen for personalet, da stolens håndtag har letafslæselige piktogrammer



Alle stole og taburetter kan fås med forskellige typer hjul og fodbetjent højdeindstilling

Taburetter

VELA Samba 520

Artikel Nr. 80149



VELA Samba 500

Artikel Nr. 80148

VELA Samba 520

- :: Lille og kompakt taburet med et ergonomisk ryglæn, som er ideel til kortere, stillesiddende arbejde
- :: Ergonomisk, indstilleligt ryglæn, som støtter en aktiv siddestilling og giver frie bevægelsesmuligheder omkring skuldre og arme
- :: Let at flytte taburetten med sig rundt imens man sidder
- :: Nemt at variere siddehøjde

VELA Samba 500

- :: Kompakt taburet uden ryglæn, som er nem at gemme af vejen, fx under et bord, når der ikke er behov for den



VELA Samba 420

Artikel Nr. 80145



VELA Samba 400

Artikel Nr. 80144

VELA Samba 420

- :: Taburet med sadelsæde og smalt ryglæn, som sikrer en aktiv siddestilling til varierende, siddende arbejde
- :: Lille og kompakt taburet, som er nem at flytte rundt, imens man sidder på den
- :: Fremmer en aktiv, rank siddestilling, da sadelsæde med kip giver en åben hoftevinkel
- :: Giver siddende mobilitet, da det er nemt at flytte sig rundt til forskellige arbejdsopgaver
- :: Giver mulighed for at sidde meget tæt på apparatur eller patient

VELA Samba 400

- :: Taburet med sadelsæde, som fremmer en god arbejdsstilling, hvor man undgår foroverbøjede arbejdsstillinger



Alle stole og taburetter kan fås med forskellige typer hjul og fodbetjent højdeindstilling

Hygiejnefordele

Stole fra VELA Medical er designet så de lever op til de hygiejne- og desinficeringskrav der er i sundhedssektoren

- :: For optimal hygiejne er alle stolens overflader rengøringsvenlige og lette at aftørre/desinficere - også på stolens underside
- :: Alle ryglæn leveres med kantbånd, så der ikke kommer snavs i samlingerne og rengøring lettes
- :: Stolene har rengøringsvenlige overflader uden fordybninger, så snavs ikke kan samle sig
- :: Alle dele på stolene tåler desinfektion med fx alkohol eller klor ved de anbefalede koncentrationer og blandingsforhold
- :: Stolens lyse ramme gør det nemt at identificere, om der er urenheder på overfladerne



Forhandlerinformation:

Dansk kvalitet

VELA er en dansk, familieejet virksomhed, som er grundlagt i 1935 af Vermund Larsen. VELA har hovedsæde i Aalborg og har egen udviklingsafdeling, produktion og polsterværksted. For at være tæt på vores kunder, har vi desuden 3 salgs- og servicekontorer i Danmark.

STOLE MED OMHU OG PRÆCISION

Udviklingsafdelingen hos VELA har konstant fokus på at optimere sikkerhed, funktionalitet og ergonomi i samarbejde med fagpersonale fra sundhedssektoren,

Vi tager højde for, at stolene er udsat for hårdt slid i mange timer dagligt i sundhedssektoren. VELA bruger hårdføre mekaniske dele og beklæder stolene med ekstra slidstærke materialer, så de holder sig pæne og funktionsdygtige i mange år.

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og bliver produceret i Aalborg, hvorfor vi kan tilbyde markedets hurtigste leveringstid.