




www.vela-medical.dk

Dental

Ergonomiske dentalstole der
optimerer din hverdag

CE ISO 9001
ISO 14001

Dansk design og produktion siden 1935



Fokus på god ergonomi og tilpasning til din klinik

Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter udsættes dagligt for stillesiddende arbejde og gentagende slidsomme bevægelser. Stole fra VELA Medical er designet til at give variation i siddestillingen og give ergonomisk støtte, så belastningen mindskes.

FOKUS PÅ GOD ERGONOMI

- :: Vores specialdesignede dentalstole og -taburetter giver ergonomisk støtte, så klinikpersonalet belastes minimalt.
- :: Klinikpersonalet kan nemt indstille stolene til at understøtte deres daglige arbejdsopgaver.
- :: Alle vores dentalstole og -taburetter kan bestilles så de højdeindstilles med fødderne. Klinikpersonalet får derved mulighed for at indstille siddehøjden uden at kompromittere steriliteten, imens de udfører en behandling.

TILPASNING TIL DIN KLINIK

- :: Vi har et bredt udvalg af polstertyper og farver, så stolene passer til klinikens øvrige indretning. Vi kan desuden tilbyde at lave stole med de fleste typer af stof, da vi har eget polsterværksted på fabrikken i Aalborg.
- :: Vi har et stort udvalg i hjul, som passer til forskellige typer af gulvbelægning, så vores stole og taburetter altid er lette at flytte rundt. Hvis du har behov for, at stolen skal have bremsende hjul, kunne bremses fuldstændig eller stå helt fast, har vi også løsningen til det.



VELA Latin 300



Varenr. 80132

VELA Latin 300 giver klinikpersonalet mulighed for at sidde helt tæt på patient eller kollega under behandlinger, da den har en særlig udskæring i sædet.

- :: Stolen er designet til, at man kan **sidde længe i samme stilling**, da den afrundede forkant på sædet giver **god blodcirkulation i benene**
- :: God variabel **støtte til lænderyggen**, da stolen har et ergonomisk formet ryglæn
- :: Mulighed for **varierende siddestillinger** der **fremmer bevægelse** og en **aktiv siddestilling** pga. stolens nemme indstilling af sædehøjde, kip samt ryglæn
- :: **Hurtig og nem indstilling** af stolen for personalet, da stolens håndtag har letaflyselige piktogrammer



VELA Dentalstol



SMALT RYGLÆN STØTTER I LÆND OG GIVER SAMTIDIG FRI BEVÆGELSE AF NAKKE, ARME OG SKULDRE

UNIK SÆDEKONSTRUKTION SIKRER, AT MAN IKKE GLIDER FREM PÅ SÆDET I FREMADLÆNET SIDDESTILLING

AFRUNDET FORKANT PÅ SÆDET GIVER GOD BLODCIRKULATION I BENENE, SÅ MAN KAN SIDDE LÆNGE I SAMME STILLING

DET EKSTRA KORTE SÆDE GØR DET MULIGT AT ARBEJDE MEGET TÆT PÅ PATIENTEN



Sædets unikke opbygning, bl.a. med en trykaflastende zone i sædets midte, aflaster siddeknoglerne og øger komforten.

Varenr. 80143

VELA Dentalstol støtter og forbedrer personalets arbejdsstilling, når der arbejdes i fremadlænedede, statiske og anstrengende stillinger. Stolen er designet i samarbejde med tandlæge Herluf Skovsgaard, som bl.a. underviser i og udgiver bøger om arbejdsmetode og arbejdspladsdesign i tandlægeklinikker.

- :: Det unikke sæde **aflaster siddeknoglerne** og **øger komforten**, da det er opbygget med forskellige typer skum, bl.a. en trykaflastende zone i sædets midte
- :: Stolens design **fremmer en sund ryg**, da lændesvajet bevares i fremadlænet stilling og bruskskiverne i rygsøjlen derved belastes ensartet
- :: Stolen er designet til, at man **kan sidde længe i samme stilling**, da den afrundede forkant på sædet giver **god blodcirkulation i benene**
- :: **Frie bevægelsesmuligheder** omkring nakke, skuldre og arme pga. det smalle, ergonomiske ryglæn
- :: Klinikpersonalet kan **arbejde meget tæt på patienten** pga. det ekstra korte sæde med kip



VELA 'Support+' Kirurgistol



FÅ ERGONOMISK STØTTE I
BÅDE LÆND, BÆKKEN OG RYG
MED FRI BEVÆGELIGHED FOR
ARME OG SKULDRE

AFLAST ARME, SKULDRE OG NAKKE
VHA. AF MULTIINDSTILLELIGE
ARMSTØTTER DER KAN DREJES

VÆK




JUSTER SIDDEHØJDE OG PLACER
DIG KORREKT VED UNIT MED EN
FODBETJENT EL-HØJDE


KORRIGER DIN POSITION VED UNIT
UDEN AT KOMPROMITTE STERILITET
MED EN FODBETJENT EL-BREMSE

Varenr. 70041

VELA 'Support+' Kirurgistol forbedrer kirurgens forudsætninger for en god ergonomisk arbejdsstilling ved længerevarende præcisionsarbejde. Stolen støtter kirurgens arbejdsstilling og minimerer risikoen for overbelastningsskader. Det er let at ændre position og højde under operationer via fodbetjente el-funktioner. Stolen kan anvendes af flere, da den er let at indstille.

- :: Få en **optimal ergonomisk arbejdsstilling** uanset om du arbejder uden armlæn eller med fuld underarmsstøtte **så ryg, skuldre og nakke aflastes.**
- :: **Optimer din højde** ift. unit **imens du opererer.** Den elektriske fodbetjening er let at bruge, så et **sterilt arbejdsmiljø opretholdes.**
- :: Få **god plads til fødderne**, og kom **ekstra tæt på unit** via stolens unikke design.
- :: **Juster din arbejdsposition** omkring unit i et **sterilt arbejdsmiljø.** Stolen har letløbende hjul og en **elektrisk fodbetjent centralbremse.**
- :: Opnå en god kropsholdning med **fri bevægelighed for arme og skuldre** med **optimal støtte i lænd og bækken** fra det patenterede ALB-ryglæn.





VELA 'Basic' Kirurgistol



Varenr. 70037

VELA 'Basic' Kirurgistol har multiindstillelige armlæn, som er optimeret til arbejde ved mikroskop. Stolen er nem at indstille, så den understøtter den enkeltes behov og forudsætninger for en god ergonomisk arbejdsstilling, eksempelvis ved endodonti.

- :: De multiindstillelige armlæn **understøtter** og hjælper med at holde arme og hænder stabile imens **ryg, skuldre og nakke aflastes**.
- :: En kompakt og fleksibel stol med et **specialudformet understel**, der giver god plads til fødder samt til mikroskopets og unittens fodkontrol, hvilket betyder, at man **kan komme ekstra tæt på patienten**.
- :: **En unik centralbremse** gør det nemt for kirurg eller assistent at **låse stolens hjul fra alle vinkler** via fodbetjening.
- :: **Stolen kan nemt flyttes rundt** mellem rum eller ift. rengøring, pga. letløbende hjul.

LAVT OG ERGONOMISK RYGLÆN
STØTTER I LÆND OG GIVER
SAMTIDIG FRI BEVÆGELSE AF ARME
OG SKULDRE

MULTIINDSTILLELIGE
ARMSTØTTER AFLASTER
ARME, SKULDRE OG NAKKE



ALLE HJUL KAN LÅSES VIA EN FODBETJENT
CENTRALBREMSE, DER KAN TILGÅS FRA ALLE
SIDER AF ENTEN KIRURG ELLER ASSISTENT

Personalestole



Udformningen af sædet giver let støtte i stående stilling og gør det nemt at flytte stolen med sig rundt

VELA Samba 120

Varenr. 80142

VELA Samba 120

- :: Ståstøttestolen er **ideel til stående arbejde**, da den kan aflaste kroppen i stående stilling
- :: **Aflaster ryg og lænd** ved stående eller skiftende stående/siddende arbejdsstillinger
- :: Kort sæde giver en **åben hoftevinkel** og gør det muligt at **arbejde meget tæt på patienten**, så man **undgår en foroverbøjet arbejdsstilling**
- :: **Nemt at flytte stolen med sig rundt**, imens man sidder, da sædets udformning sikrer imod at man glider af sædet
- :: Ergonomisk, indstilleligt ryglæn, som **støtter en aktiv siddestilling** og giver frie bevægelsesmuligheder omkring arme, skuldre og nakke



VELA Latin 100

Varenr. 80131

VELA Latin 100


- :: Ideel til kortere- og længerevarende, siddende arbejde
- :: Ergonomisk formet sæde og ryglæn, som **støtter og stimulerer en god siddestilling**
- :: Nem og trinløs indstilling af sædehøjde og kip samt rygfunktioner, muliggør **varierende siddestillinger, fremmer bevægelse** og giver en aktiv siddestilling
- :: **Hurtig og nem indstilling af stolen** for den enkelte, da stolens håndtag har letaflyselige piktogrammer

Alle stole og taburetter kan fås med forskellige typer hjul og fodbetjent højdeindstilling

Taburetter

VELA Samba 410

- :: Fremmer klinikpersonalets arbejdsstilling ved at **aktivere kroppen** via et unikt designet sæde, så man får en **aktiv siddestilling**
- :: Stolens sæde **aktiverer kroppens balance** og derved også muskler og led i ryg og mave **på samme måde som en pilatesbold**, dog uden risiko for at miste balancen
- :: Den dynamiske bevægelse fra sædet **stimulerer og styrker ryg og lænd**, og man opnår en mere **opret, aktiv siddestilling**
- :: Fremmer **bevægelighed i lænderyggen** og rotation af bækkenet via sædets udformning



Det unikke sæde aktiverer kroppens balance på samme måde som en pilatesbold



VELA Samba 410

Varenr. 80147

VELA Samba 420

- :: Taburet med sadelsæde og smalt ryglæn, som sikrer en **aktiv siddestilling** ved varierende, siddende arbejde
- :: Fremmer en **aktiv, rank siddestilling**, da sadelsæde med kip giver en åben hoftevinkel
- :: Giver **siddende mobilitet**, da det er **nemt at flytte sig rundt** imellem forskellige arbejdsopgaver
- :: Giver mulighed for at **sidde meget tæt på unit**

VELA Samba 420

Varenr. 80145



VELA Samba 400

Varenr. 80144


VELA Samba 400

- :: Taburet med sadelsæde, som **fremmer en god arbejdsstilling**, hvor man **undgår foroverbøjede arbejdsstillinger**

Hygiejnefordele

Stole fra VELA Medical er designet så de lever op til de hygiejne- og desinficeringskrav, der er i sundhedssektoren

- :: For optimal hygiejne er alle stolens overflader rengøringsvenlige og lette at aftørre/desinficere - også på stolens underside
- :: Alle ryglæn leveres med kantbånd, så der ikke kommer snavs i samlingerne og rengøring lettes
- :: Stolene har rengøringsvenlige overflader uden fordybninger, så snavs ikke kan samle sig
- :: Alle dele på stolene tåler desinfektion med fx alkohol eller klor ved de anbefalede koncentrationer og blandingsforhold
- :: Stolens lyse ramme gør det nemt at identificere, om der er urenheder på overfladerne



Forhandlerinformation:

Dansk kvalitet

VELA er en dansk, familieejet virksomhed, som er grundlagt i 1935 af Vermund Larsen. VELA har hovedsæde i Aalborg og har egen udviklingsafdeling, produktion og polsterværksted. For at være tæt på vores kunder, har vi desuden 3 salgs- og servicekontorer i Danmark.

STOLE MED OMHU OG PRÆCISION

Udviklingsafdelingen hos VELA har konstant fokus på at optimere sikkerhed, funktionalitet og ergonomi i samarbejde med fagpersonale fra sundhedssektoren.

Vi tager højde for, at stolene er udsat for hårdt slid i mange timer dagligt i sundhedssektoren. VELA bruger hårdføre mekaniske dele og beklæder stolene med ekstra slidstærke materialer, så de holder sig pæne og funktionsdygtige i mange år.

Alle stole fra VELA er CE-mærkede og bliver produceret i Aalborg, hvorfor vi kan tilbyde markedets hurtigste leveringstid.